

Scegliamo per te i prodotti migliori!

PUREsthetic

endo★star

EP E3 Azure



Dental Organizer

jota
SWITZERLAND

HULASER
LASER SERVICE INSTRUMENTS

KLS martin



D+
Top



CERKAMED
MEDICAL COMPANY



ARKONA

You | Dental


TANTI BUONI MOTIVI PER
SCEGLIERE I NOSTRI PRODOTTI

www.youdental.it

TRADITION - PRECISION - QUALITY
FROM SWITZERLAND 


jota

Durano di più
e si distinguono
per l'eccellente
capacità di taglio



Stato di usura dopo un utilizzo

Cerchiati in rosso i grani di diamante distaccati



Dati rilevati da uno studio scientifico dell'Università Javeriana di Bogotá - Colombia

Durano di più e si distinguono
per l'eccellente capacità di taglio

jota



1

ALTE PRESTAZIONI

Riduzione dei tempi di trattamento

2

LUNGA DURATA

Risparmio economico

3

100% Diamanti naturali

Grani di diamante super affilati

4

Alta densità di diamanti per mm²

Minore incremento di temperatura nelle preparazioni

5

Calibrazione precisa

Maggiore durata della turbina e dei manipoli



**3.000 Articoli
sempre disponibili
in magazzino**

You | Dental

Durano di più e si distinguono
per l'eccellente capacità di taglio

jota

Buona visione!



ZIRCONIA CROWN CUTTER

ZirCut Z850

Taglio e separazione di corone e ponti in zirconia

- ! Efficiente, rapida e facile da controllare
- Basso incremento di temperatura

Buona visione!



ZIRCONIA ENDO ACCESS

ZirCut Z801L

Accesso alla camera pulpare negli elementi
protesizzati in zirconia

- ! Efficiente, rapida e facile da controllare
- Basso incremento di temperatura

Durano di più e si distinguono
per l'eccellente capacità di taglio

jota



GLAZE PREP

ZirconFlex GP662

Registrazione intraorale dell'occlusione
negli elementi protesici in zirconia

- ! Mescola specifica
 - ! per la lavorazione della zirconia
- Facile da controllare
Non causa micro-crack



Jota Kit 1436 ZIR Gloss - Dentistry

ZirGloss Kit 1436

Lucidatura intraorale
degli elementi protesici
in zirconia

- ! Mescola specifica
 - ! per la lavorazione della zirconia
- Rifinitura a specchio
Non causa micro-crack



Durano di più e si distinguono
per l'eccellente capacità di taglio

jota

1° Passaggio



2° Passaggio



Buona visione!



Swivels 1950 e 9837

Lucidatura intraorale dei restauri
in composito

- ! Mescola specifica diamantata
per i compositi di ultima generazione
Rifinitura a specchio rapida in 2 passaggi
Basso incremento di temperatura
Non fondono la superficie del restauro

Buona visione!



9361 Orthodontic

Rimozione sicura dei dispositivi ortodontici

- ! Mescola specifica per rimuovere
i residui di cemento
senza intaccare lo smalto



SINCE 2002
HU+LASER
LASER SCIENCE FOR HUMANS

K2 MOBILE™

Solo 108g

**Più che
portatile,
tascabile!**

Laser a diodi

Lunghezza d'onda: 980nm

Luce guida: 635nm (Red)

Potenza emessa: 3.5W CW / 6W Pulse

Modalità di emissione: CW, Coolpulse1, Coolpulse2

Peso: 108g inclusa la batteria

Batteria: ricaricabile agli ioni di litio 3.7VDC, 1700mAh

Dimensioni: 195mm (lunghezza) X 23mm (diametro)

Stazione di ricarica, dimensioni: 160 X 90 X 38 (mm)

Buona visione!



You | Dental

SOS Endo

Contiene



EPAM041425BL3:

14.04 25mm

EP Easy Path - 3pz

E3AZBS25BL:

30.08 18mm

20.04 25mm

20.06 25mm

25.04 25mm

25.06 25mm

30.04 25mm




Kit di strumenti endodontici per canali estremamente stretti, curvi e calcificati

Buona visione!



endo★star
EP EASY PATH E3 Azure

SOS Endo



endo★star

EP EndoPlus E3 Azure

Ha appena utilizzato
gli Endostar E3 Azure
per eseguire
il trattamento di un 27
con i canali calcificati

endo★star
EP EndoPlus E3 Azure



€ 99,00 + iva



ana
FARMACI
DENTICI

endo★star
EP EndoPlus E3 Azure
SOS Endo

Kit di strumenti endodontici per canali
estremamente stretti, curvi e calcificati



Buona visione!



€ 99,00 + iva

SOS Endo

Kit di strumenti endodontici per canali
estremamente stretti, curvi e calcificati

You | Dental



ARKONA



COMCORD

Fibre di poliammide fotopolimerizzabili in matrice di composito

Per **SPLINTAGGI**
e **RITENZIONI**
ORTODONTICHE



Puoi continuare ad utilizzare fibre e composito oppure puoi scegliere COMCORD.
COMCORD è la prima fibra modellabile e fotopolimerizzabile.
Più facile, più veloce, più efficace.
La chiamiamo fibra ma è molto di più.

Buona visione!



MODALITA' D'IMPIEGO

Isolamento dell'area,
applicazione di mordenzante
Etchgel sulla parte per 15-30
secondi, risciacquo con acqua e
asciugatura

Applicazione di COMCORD solo
sulla parte preparata, seguendo
le istruzioni per l'uso.
Polimerizzazione secondo la
tabella, con lampada
fotopolimerizzante

Per la finitura applicare Glaze,
resina fotopolimerizzabile che
aumenta la lucentezza dei
restauri in composito

ETCHING

BONDING

COMCORD

COMPOSITE

GLAZE

Applicazione di bonding.
Masterbond forma una forte
adesione una volta polimerizzato

Se necessario, è possibile
aggiungere qualsiasi tipo di
composito per completare il
lavoro



ARKONA

Soluzione per l'irrigazione delle tasche parodontali



Nei **TRATTAMENTI PARODONTALI** e nel corso dei **TRATTAMENTI ORTODONTICI**



Coadiuvante per il trattamento della malattia parodontale.
Risciacqua, deterge e purifica le tasche parodontali.
Inibisce la colonizzazione da parte di microrganismi patogeni.
Riduce la concentrazione di batteri anaerobi.
Diminuisce il sanguinamento delle tasche patologiche.
Riduce la profondità delle tasche patologiche.

You | Dental

btr^{Pen} Broken Tool Remover




Strumento per la rimozione dei file fratturati

Buona visione!



**BTR Pen offre
una soluzione universale
per tutti i casi di file endodontici
danneggiati durante l'uso nel canale.
Rende la rimozione
degli strumenti dentali rotti
una procedura prevedibile,
universale e ripetibile.**



You | Dental